

das neue Dreh- und Aufstehbett von PhysioNova<sup>®</sup>

### Was bietet das ROTOFLEX<sup>®</sup> Care-Aufstehbett?

Das ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett kann aus der üblichen Bettstellung in eine Sesselstellung gedreht werden. Die Sesselposition erleichtert das Aufstehen aus dem Bett und auch das Hinlegen ins Bett.

Das ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett ist in der Höhe verstellbar. Die untere Stellung ermöglicht ein bequemes Sitzen an der Bettkante mit Rückenlehne und den Füßen auf dem Boden. Ausgehend von der niedrigsten Höhe ist das ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett elektrisch auf Pflegehöhe von ca. 80 cm einstellbar.

Das Rückenteil des Liegerahmens lässt sich elektrisch anheben und absenken. Es kann aus der horizontalen Stellung bis in die senkrechte Stellung aufgerichtet werden. Auch die Anhebung der Beine geschieht elektrisch. Die Beine werden mit Knieknick angehoben.

Um in die Sesselstellung zu gelangen, steuert der Benutzer das Rückenteil und die Beinauflage in eine angenehme angehobene Stellung. Der Pflegende kann nun von Hand die Liegefläche mit dem darauf liegenden Benutzer nach rechts oder links drehen. Nach Erreichen der gedrehten Stellung wird die erreichte Drehposition manuell fixiert. Der Benutzer oder der Pflegende bringt per Knopfdruck die Liegefläche in eine Sesselposition. Dabei wird der Rücken aufgerichtet und der Teil des Liegerahmens, auf dem die Unterschenkel liegen, wird nach unten abgesenkt. Der Unterschenkelteil behindert nicht beim Sitzen. Der Benutzer sitzt bequem wie in einem Sessel.



Um Aufzustehen zieht der Benutzer die Beine an die Matratze und lässt sich von der ROTOFLEX<sup>®</sup> - Aufsteh-Funktion unterstützen. Das Aufstehen wird ohne Kraftanstrengung eigenständig oder mit wenig Hilfe der Pflege möglich.

Die Sitztiefe ist an die Körperproportionen angepasst. Der Benutzer kann mit wenig Kraftaufwand aus dem ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett aufstehen.

In der Sitzstellung ist der Liegerahmen zusammen mit der Matratze zu einer Art Sessel gefaltet. Es entsteht eine angenehm weiche Rückenlehne und eine komfortable Sitzfläche. Der Bereich, der die Unterschenkel trägt, ist unter die Sitzfläche etwas zurückgeschwenkt.

Das ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett ist in der Sesselstellung absolut standsicher.

### **Ausführungsvarianten des ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett**

Als **Einlegerahmen** in jeden herkömmlichen Bettrahmen (auch ins Doppelbett) um die häuslichen Pflege zu entlasten und das Wohnen zu Hause zu ermöglichen. Dazu wird das Seitenbrett am bestehenden Bett über mitgelieferte Beschläge vertikal verstellbar gelagert.

Als eigenständiges **Pflegebett** auf Rollen wird das ROTOFLEX<sup>®</sup> CARE-Aufstehbett mit formschönen Bettrahmen geliefert. Der Bettrahmen enthält integrierte Seitengitter. Diese Variante eignet sich damit insbesondere für Seniorenheime.

Die Räder können wahlweise mit Zentralbremse und Geradeauslauf versehen werden.

### **Optionen:**

- Seiten-Aufstehgriffe
- Aufrichthilfe mit Triangelgriff (Bettgalgen)
- Pflegebett-Abdeckung unter dem Lattenrost
- Rollen in unterschiedlicher Höhe, z.B. zur Unterfahrbarkeit mit Lifter
- Zentralbremse (Standard: Einzelradbremse)
- USV – unabhängige Stromversorgung
- Netzfreeschaltung per Fernbedienung
- verschiedene Matratzentypen, um sowohl einfache Beweglichkeit als auch erhöhtes Schmerzempfinden auszugleichen.
- automatische Seitenwandabsenkung
- Matratzen mit atmungsaktiven Inkontinenzbezügen

Ein Produkt der PhysioNova GmbH, aus den Erfahrungen der Rehabilitation entwickelt