



Modell  
RO-1002H

Viele Varianten  
und Optionen möglich

### Indikationen

- Wieder eigenständig aufstehen können
- Pflege zu Hause oder auch im Heim
- Wirbelsäulenmetastasen, QS-Symptomatik, Tetraplegie, fortgeschrittener Muskeldystrophie, MS / ALS
- Kreislauftraining und Thromboseprophylaxe bei Bettlägerigkeit
- leichteres Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl
- Unterstützung bei eingeschränkter Belastung der LWS bzw. der Gelenke
- Mobilisierung bei extremer Schmerzsymptomatik
- sitzende Lagerung bei Herzinsuffizienz oder apallischem Syndrom



Modell DIWAN



Modell DIWAN  
als Doppelbett

Gibt dem Gepflegten wieder etwas Unabhängigkeit vom Pflegepersonal. Beugt Berufskrankheiten beim Pflegepersonal vor und Arbeitszeitausfall, unterstützt pflegende Angehörige.

Mit Kaltschaum, Visco-schaummatratzen und mit Decubimat-Systemen ausrüstbar. Desinfizierbar und abwaschbar.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Die oft dekonditionierten Patienten zeigen bei der Benutzung des RotoFlex® Sitz- und Aufstehbettes eine leichtere und frühere Mobilisierbarkeit, insbesondere hinsichtlich des Querbettsitzens und der Transfers.

Die Akzeptanz des RotoFlex® Sitz- und Aufstehbettes ist auch sehr groß, weil die Patienten eine bessere und stimulierendere Wahrnehmung ihres Umfeldes haben, was der Dekonditionierung insgesamt entgegen wirkt.

Die Mobilisation/Transfers der Patienten wird durch dieses System erheblich erleichtert, was von diesen als sehr angenehm empfunden wird.

Für die Mitarbeiter aus der Pflege und Therapie, sowie für pflegende Angehörige, zeigt sich eine erhebliche körperliche Entlastung.



Selbstständigkeit  
Integration  
Lebensqualität  
Mobilität



ROTOFLEX®  
Sitz- und  
Aufsteh-  
betten



Schweizer  
Spezialbetten · Spezialsessel

Der RotoFlex® ist ein medizinisches Hilfsmittel entsprechend dem Medizinproduktegesetz (MPG) und Sozialgesetzbuch V (SGB V) § 33 (Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.3001) sowie Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) § 40 (Pflegehilfsmittel-Nr. 50.45.03.3001).

Der RotoFlex® wird mit großem Erfolg in der häuslichen und institutionellen Pflege eingesetzt.



Durch den RotoFlex® wird Patienten die Fähigkeit zurückgegeben, völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Bett aufzustehen. Der Patient nimmt wieder mehr und aktiv am Leben teil. Er bewegt sich wieder regelmäßiger.

Die Indikationsstellung für das RotoFlex® Aufstehbett gilt bei allen Erkrankungen oder Behinderungen, bei denen der Patient u.a. auf Grund seiner Gelenke, seiner geringen Muskelkraft, oder Schmerzen den Bewegungsablauf beim Aufstehen aus dem Liegen zum Sitzen mit oder ohne Hilfe nicht durchführen kann, bzw. bei der die Hilfsperson z.B. auf Grund eigener Erkrankung oder Berufsrisiken physisch überlastet wird.

## RotoFlex® Sitz- und Aufstehbetten

Gibt dem Patienten wieder etwas Unabhängigkeit vom Pflegepersonal und spart damit Pflegekosten. Beugt Berufskrankheiten beim Pflegepersonal vor und Arbeitszeitausfall.



Liege- und Sitzhöhe von 45 bis 95 cm stufenlos elektrisch verstellbar.

### Einsatzgebiete:

in Kliniken, Reha, Senioren- und Pflegeheimen, Hospize, auf Schiffen und für die Pflege zu Hause. Oberflächen und Gestaltung auch nach Wunsch bzw. Ihren Vorstellungen.